













# Envases para el muestreo de Aguas

Agrolab Ibérica. Laboratorios de Burgos.

Art. No. nombre	Material Color Tapón	Vol.	GHS-etiqueta	Conservantes Instrucciones de llenado	No. Envases - Parámetro
 A004 Neutral	PE, blanco rojo	500 ml			1 I <sup>-</sup> , Br <sup>-</sup> , BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , Cl <sup>-</sup> , Cr(VI), F <sup>-</sup> , NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , o-PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , Silicatos, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , TOC/COD, TDS, Oxidabilidad, Residuo Seco, Materias Inhibidoras, Glifosato/AMPA, EDTA/NTA, olor y sabor 1 DBO <sub>5</sub> 2 Materias en Suspensión / Materias Sedimentables / Sólidos gruesos 2 Actividad Alfa Total / Actividad Beta Total 2 PFAS
 A400 Organics	vidrio, verde negro	500 ml			1 Detergentes Aniónicos, Catiónicos y no Iónicos 1 Pesticidas, PAHs, PCB 2 Compuestos Organo-Estánicos 1 Color (acreditado) 1 Acrilamida 4 Nonilfenol 2 Cipermetrina, Bisfenol A 2 Linuron, glifosato, 17-Estradiol 2 Ácidos haloacéticos 4 Nitrobenceno (OB) / Cloroalcanos (OB) 4 Compuestos organoestánicos (OB)
 A002 Mibio	PE, blanco azul	250 ml		Tiosulfato No lavar Llenar hasta arriba sin rebosar	1 <i>E. coli</i> , coliformes, aerobios 22°C y 36°C + x (x = Enterococos o <i>C. perfringens</i> o <i>P. aeruginosa</i> ) 1 Para cada parámetro adicional 2 Colifagos somáticos
 A207 Mibio (pools)	PE, blanco azul	250 ml		Tiosulfato No lavar Llenar hasta arriba sin rebosar	Ver envase A002
 A702 Mibio-1L	PE, blanco azul	1 L		Tiosulfato No lavar Llenar hasta arriba sin rebosar	1 Legionella
 A203 CO <sub>2</sub>	PET, transparente blanco	250 ml		Sin burbujas Rellenar hasta el borde	1 Bc, Ac, HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> , pH, Conductividad, Color (no acreditado), Cloro, Turbidez, 1 Sulfitos (aguas residuales) 4 Tritio
 A200 AOX	vidrio, topacio verde	250 ml		HNO <sub>3</sub> No lavar	1 AOX
 A208 DQO, N, P	PE, blanco blanco	250 ml		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> No lavar	1 DQO, TKN, P
 A102 Metals	PE, blanco negro	100 ml		HNO <sub>3</sub> No lavar	1 Hg, Metales (excepto Cr (VI))
 A113 VOC	vidrio topacio blanco	100 ml		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> No lavar Rellenar hasta el borde	2 COVs

Para información adicional, por favor, póngase en contacto con su CRM. Todos los conservantes añadidos cumplen con la UNE-EN ISO 5667-3 y criterios locales adicionales. También tiene en cuenta los parámetros incluidos en el RD 3/2023 (para aguas de consumo).





















Creado: I. Miguel

Revisado: Roberto Ezquerro

Aprobado: J. Fernández

# Envases para el muestreo de Aguas

Agrolab Ibérica. Laboratorios de Burgos.

Art. No. nombre	Material Color Tapón	Vol.	GHS-etiqueta	Conservantes Instrucciones de llenado	No. Envases - Parámetro
 A201 Rn	vidrio, topacio negro	250 ml		Sin burbujas Rellenar hasta el borde	1 Radón
 A104 Chlorate, Chlorite	PP, transparente blanco	30 ml		NaOH No lavar	1 Cloratos, cloritos
 A211 Sulfide	PE, blanco	250 ml	 	ZnAc+NaOH No lavar	1 Sulfuros
 A105 Sulfite	PE, blanco blanco	60 ml	 	EDTA No lavar	1 Sulfitos
 A106 Phenol Index	vidrio, topacio blanco	60 ml		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> No lavar	1 Índice de Fenoles
 A401 Phenols	vidrio, verde blanco	500 ml		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> No lavar	1 Fenoles 2 Aceites y Grasas / Hidrocarburos totales 1 Índice Hidrocarburos (C10-C40)
 A114 Cyanide	PE, vidrio negro - azul	60 ml		NaOH No lavar	1 Cianuros Libres 2 Cianuros Totales
 A205 Organic	vidrio, topacio negro	250 ml			1 Hidrocarburos C10-C40 (DV)
 A060 NH <sub>4</sub> , DOC filtrado	PE, blanco	60 ml		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> No lavar	1 NH <sub>4</sub> (OB) (MA) o-PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , P disuelto
 A101 VOC (pools)	vidrio, plateado	20 ml		Tiosulfato No lavar Llenar hasta arriba sin rebosar Sin burbuja	2 Cloruro de Vinilo (BB)
 A112 VOC	Plástico / blanco	40 ml		Rellenar hasta el borde	4 Epiclorhidrina (RC)

Para información adicional, por favor, póngase en contacto con su CRM. Todos los conservantes añadidos cumplen con la UNE-EN ISO 5667-3 y criterios locales adicionales. También tiene en cuenta los parámetros incluidos en el RD 3/2023 (para aguas de consumo).

Creado: I. Miguel

Revisado: Roberto Ezquerro

Aprobado: J. Fernández